

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Aditivos, 1 l

con mecanismo de vertido, para aclarado posterior del utensilio.



- Para un secado mejorado y reducido
- Adaptado a las fases de preparación de la termodesinfectora Miele
- Dosificación más sencilla gracias a mecanismo de vertido preciso
- Concentrado líquido

Código EAN: 4029577156831 / Número de material: 12392650 /

Número de material antiguo: 66917102V3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	0,3 ml/l (0,03 %)
Valor pH de la solución utilizada	3,8
Pequeña abertura como mecanismo de vertido	•
Principales ámbitos de aplicación	
Clínicas dentales	•
Características del producto	
Tipo de medios	Productos para después aclarado
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Metil-cloro-isotiazolinona, Metil-isotiazol inona, Fosfonato, Tensioactivos no aniónicos
Apto para piezas de mano y codos	•
Mejora y acorta el secado	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	241
Medidas ext., ancho neto en mm	106
Medidas ext., fondo neto en mm	58
Medidas ext., alto bruto en mm	260
Medidas ext., ancho bruto en mm	60
Medidas ext., fondo bruto en mm	100
Peso bruto en kg	1
Cantidad de carga en ml	1000
Normas, carácter de identificación, identificador	
CE	•
Conforme con GHS/CLP	•