

ProCare Tex 10 A - 20 l

Detergente puro, concentrado líquido, alcalino, 20 l
para la limpieza de prendas blancas y de colores resistentes.



- Para uso en lavadoras Miele Professional
- A base de materias primas renovables
- Tiempo de actuación corto y alta eficiencia de lavado con una dosificación baja
- Muy buen poder de disolución de proteínas y grasas
- Galardonada con la EU Ecolabel

Código EAN: 4002516757795 / Número de material: 12441980 /
Número de material antiguo: 59701302V1

Familia de productos	
Lavadoras	•
Eficiencia de lavado	
Poder eliminación de suciedad	Muy bien
Poder de disolución de proteínas	Bien
Poder de disolución de grasa	Bien
Dosificación	
Posibilidad de ajuste de la concentración de dosificación	•
Apto para una dosificación automática	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Recomendación de dosificación	
Valor pH a 20 °C	12,6
Aplicación	
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
Características del producto	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Características del producto	
Tipo de medios	Detergente solo
Alcalinidad	Alcalino
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Álcalis, Tensioactivos
Biodegradable	•
Sin fosfatos	•
Eficiente a temperaturas de 30–90 °C	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	1,17
A base de materias primas 100 % renovables	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	288,00
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Caducidad en meses	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	385
Medidas ext., ancho neto en mm	258
Medidas ext., fondo neto en mm	294
Medidas ext., alto bruto en mm	378
Medidas ext., ancho bruto en mm	256
Medidas ext., fondo bruto en mm	288

ProCare Tex 10 A - 20 l

Detergente puro, concentrado líquido, alcalino, 20 l
para la limpieza de prendas blancas y de colores resistentes.



Código EAN: 4002516757795 / Número de material: 12441980 /
Número de material antiguo: 59701302V1

Capac. carga en g	24000
Peso bruto en kg	24,34 kg
Cantidad de carga en ml	20000

Normas, carácter de identificación, identificador

Conforme con GHS/CLP	•
EU Ecolabel	•

Números de comprobación

EU Ecolabel: DE/039/019	•
-------------------------	---