

ProCare Universal 77 A - 500 g

Producto para la limpieza de la máquina, alcalino, 500 g para eliminar las capas de almidón más resistentes.



- Reducción de los depósitos de grasa
- Reduce los olores
- Compatible con los aparatos Miele Professional

Código EAN: 4002516771524 / Número de material: 12456030 /
Número de material antiguo: 66921701V1

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas ProfiLine	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Lavadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Eliminación de grasa	Muy bueno
Eliminación de aceite	Muy bueno
Eliminación de proteínas	Muy bueno
Eliminación de almidón	Muy bueno
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	1 bote
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Limpiador de la máquina
Forma agregada	Polvo
Componentes	Fosfato,Blanqueador en oxígeno b.,Fosfonato,Policarboxilato,tensioactivos no iónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	35
Apto para acero inoxidable	•
Buena capacidad de limpieza	•
Máxima protección del material	•
Alta proporción de dispersantes	•
Detergente intensivo con tensioactivos	•
Potente efecto emulsionante y dispersante	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	133
Medidas ext., ancho neto en mm	80
Medidas ext., fondo neto en mm	80
Medidas ext., alto bruto en mm	130
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	80
Capac. carga en g	500
Peso bruto en kg	1
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•