

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Descalcificador para máquinas, ácido, 250 g
 para eliminar los depósitos de cal más resistentes.



- Reducción de las capas de silicato
- Prolongación de la vida útil de las resistencias calefactoras
- Compatible con los aparatos Miele Professional

Código EAN: 4002516770862 / Número de material: 12456130 /
 Número de material antiguo: 66920601V1

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas ProfiLine	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Lavadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Eliminación cal/suciedad soluble en ácido	Muy bueno
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	1–2 botes
Valor pH a 20 °C	4,5
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Descalcificador para máquinas
Forma agregada	Polvo
Componentes	Ácido cítrico
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Máxima protección del material	•
Muy buena tolerancia del material	•
Sin uniones de fósforo	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	124
Medidas ext., ancho neto en mm	66
Medidas ext., fondo neto en mm	66
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	70
Medidas ext., fondo bruto en mm	70
Capac. carga en g	250
Peso bruto en kg	0
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•