

## ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Potenciador de lavado, concentrado líquido, neutro, 20 l para eliminar eficazmente las manchas de grasa.



- Desengrasante suave para cualquier tipo de prenda
- Especialmente suave con las fibras y los colores
- Máxima eficiencia de lavado a 30 °C
- También se puede utilizar como emulsionante y humectante

Código EAN: 4002516776208 / Número de material: 12495150 /  
Número de material antiguo: 59709301V1

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Eficiencia de lavado</b>	
Poder eliminación de suciedad	Muy bien
Poder de disolución de proteínas	Muy bien
Poder de disolución de grasa	Muy bien
Blancura	Muy bien
<b>Dosificación</b>	
Apto para una dosificación automática	•
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
<b>Recomendación de dosificación</b>	
<b>Aplicación</b>	
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Potenciador de lavado
Alcalinidad	Neutro
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Tensioactivos
Biodegradable	•
Sin fosfatos	•
Eficiente a temperaturas de 30–90 °C	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Regulación de espuma	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,00
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
<b>Indicaciones de almacenamiento</b>	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad	•
Caducidad en meses	36
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
Conforme con GHS/CLP	•