

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Detergente para prendas de color, en polvo, ligeramente alcalino, 20 kg para la conservación del color y la limpieza de la ropa de color.



- Detergente de color altamente concentrado
- Poder desengrasante eliminador de suciedad que protege el material y los colores
- Máxima eficiencia de lavado a 30 °C
- Muy buena protección contra la transferencia de color
- Testado dermatológicamente

Código EAN: 4002516776130 / Número de material: 12495180 /
Número de material antiguo: 59710301V1

Familia de productos	
Lavadoras	•
Eficiencia de lavado	
Poder eliminación de suciedad	Muy bien
Poder de disolución de proteínas	Muy bien
Poder de disolución de grasa	Muy bien
Efecto antiestático	Muy bien
Dosificación	
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Recomendación de dosificación	
Aplicación	
Tintorerías	•
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
Características del producto	
Tipo de medios	Detergente para prendas de color
Alcalinidad	Alcalino suave
Forma agregada	En polvo
Componentes	Tensioactivos, Fragancias, Enzimas, Agentes complejantes
Biodegradable	•
Biológicamente eficaz a partir de enzimas especiales	•
Sin fosfatos	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	0,8
Descomposición completamente sin residuos	•
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	-20
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad	•
Caducidad en meses	24
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•