

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Detergente para prendas de color, en polvo, ligeramente alcalino, 20 kg para la conservación del color y la limpieza de la ropa de color.



- Para uso en lavadoras Miele Professional
- Detergente de color altamente concentrado
- Poder desengrasante eliminador de suciedad que protege el material y los colores
- Máxima eficiencia de lavado a 30 °C
- Muy buena protección contra la transferencia de color
- Testado dermatológicamente

Código EAN: 4002516776130 / Número de material: 12495180 /  
Número de material antiguo: 59710301V1

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Eficiencia de lavado</b>	
Poder eliminación de suciedad	Muy bien
Poder de disolución de proteínas	Muy bien
Poder de disolución de grasa	Muy bien
Efecto antiestático	Muy bien
<b>Dosificación</b>	
Valor pH a 20 °C	10,5
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
<b>Aplicación</b>	
Sistemas autoservicio	•
Hoteles y pensiones	•
Balnearios, bienestar y deporte	•
Escuelas y guarderías	•
Alimentación	•
Residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Restaurantes, bares y catering	•
<b>Características del producto</b>	
Temp. almacenamiento mín. en °C	-20
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Detergente para prendas de color
Alcalinidad	Alcalino suave
Forma agregada	En polvo
Componentes	Tensioactivos, Fragancias, Enzimas, Agentes complejantes
Biodegradable	•
Biológicamente eficaz a partir de enzimas especiales	•
Sin fosfatos	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	0,8
Descomposición completamente sin residuos	•
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	620,00
<b>Indicaciones de almacenamiento</b>	
Temp. almacenamiento mín. en °C	-20
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Detergente para prendas de color, en polvo, ligeramente alcalino, 20 kg para la conservación del color y la limpieza de la ropa de color.



Código EAN: 4002516776130 / Número de material: 12495180 /  
Número de material antiguo: 59710301V1

Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales •

Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad •

Caducidad en meses 24

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm 480

Medidas ext., ancho neto en mm 330

Medidas ext., fondo neto en mm 130

Medidas ext., alto bruto en mm 140

Medidas ext., ancho bruto en mm 440

Medidas ext., fondo bruto en mm 620

Capac. carga en g 20000

Peso bruto en kg 20,25 kg

#### Normas, carácter de identificación, identificador

Conforme con GHS/CLP •