

## ProCare Tex 30 C - 10 l

Producto neutralizante, concentrado líquido, ácido, 10 l  
para la protección óptima de las prendas con una neutralización fiable.



- Neutralizante a base de ácido cítrico
- Para prelavado ácido o para utilizar después del ciclo de lavado principal
- Apto para todos los procesos de lavado
- Previene la aparición de manchas amarillas
- Valores de pH estables y neutros en los tejidos

Código EAN: 4002516776222 / Número de material: 12495210 /  
Número de material antiguo: 59711201V1

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Dosificación</b>	
Apto para una dosificación automática	•
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
<b>Recomendación de dosificación</b>	
<b>Aplicación</b>	
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Producto neutralizante
Alcalinidad	Ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Ácido cítrico
Biodegradable	•
Sin fosfatos	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,23
A base de materias primas 100 % renovables	•
Descomposición completamente sin residuos	•
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
<b>Indicaciones de almacenamiento</b>	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad	•
Caducidad en meses	24
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
Conforme con GHS/CLP	•