

ProCare Tex 30 C - 10 l

Producto neutralizante, concentrado líquido, ácido, 10 l

para la protección óptima de las prendas con una neutralización fiable.



- Neutralizante a base de ácido cítrico
- Para prelavado ácido o para utilizar después del ciclo de lavado principal
- Apto para todos los procesos de lavado
- Previene la aparición de manchas amarillas
- Valores de pH estables y neutros en los tejidos

Código EAN: 4002516776222 / Número de material: 12495210 /
Número de material antiguo: 59711201V1

Familia de productos	
Lavadoras	•
Dosificación	
Apto para una dosificación automática	•
Dosificación manual	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Recomendación de dosificación	
Valor pH a 20 °C	2,5
Aplicación	
Lavanderías autoservicio	•
Industria hotelera/gastronomía	•
Limpieza de ropa de deporte	•
Limpieza de ropa de vestir	•
Limpieza de ropa de trabajo	•
Características del producto	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Características del producto	
Tipo de medios	Producto neutralizante
Alcalinidad	Ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Ácido cítrico
Biodegradable	•
Sin fosfatos	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia incluso a temp. de solo 40 °C	•
Tiempo de parada corto	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	1,23
A base de materias primas 100 % renovables	•
Descomposición completamente sin residuos	•
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Puede utilizarse después de descongelar sin pérdida de calidad	•
Caducidad en meses	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	314
Medidas ext., ancho neto en mm	202
Medidas ext., fondo neto en mm	230
Normas, carácter de identificación, identificador	
Conforme con GHS/CLP	•