

Filtro 2 PCS
Filtro de pelusas
para el filtrado de pelusas en la secadora

Código EAN: 4002516773757 / Número de material: 12497060 /
Número de material antiguo:



- Marco de plástico con malla
- Extraíble para limpieza
- Para uso en la zona de la apertura de la puerta
- Válido para lado izquierdo y derecho
- para T 4xxx, T 7xxx, T 8xxx, T 9xxx
- Volumen de suministro: 2 unidades
- Comparar con la pieza de recambio de la imagen