

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

UltraPhase 2 universal compatible con cualquier UltraPhase 1.

Código EAN: 4002516779681 / Número de material: 12517030 /  
Número de material antiguo: 11997298EU2



- Oxígeno activo para eliminación suave y efectiva de manchas
- OxiCare para cuidado y limpieza profunda de prendas y máquina
- WhiteBooster para ropa blanca reluciente
- Hasta un 30 % menos de consumo gracias a la dosificación automática
- Máximo rendimiento – 1,4 litros para 50 lavados
- Apto para todas las lavadoras y lavasecadoras TwinDos