


APWD 153

Cesto

para alojar bandejas de malla DIN y otros complementos.



Código EAN: 4002516847540 / Número de material: 12537450 /

Número de material antiguo: 69615300D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
PWD 8682 C	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Preparación de instrumental VET	•
Preparación de instrumental de podología	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. de piezas pequeñas	•
Prep. diversos utensilios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	2
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	88
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	522
Medidas ext., alto bruto en mm	115
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	553
Peso neto en kg	1,86
Peso bruto en kg	2,47