

E 810

Complemento

Para alojar platos de taza o de postre de forma óptima.



- Apto para el cesto superior O 891
- Para 33 platillos o 17 platos de postre


Código EAN: 4002516854944 / Número de material: 12610680 /  
Número de material antiguo: 67581002D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas Freshwater	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoría de producto</b>	
comp. platillos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
<b>Capacidad</b>	
Platillos [número]	33
Platos de postre [número]	17
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	505

E 810

Complemento

Para alojar platos de taza o de postre de forma óptima.



Código EAN: 4002516854944 / Número de material: 12610680 /  
Número de material antiguo: 67581002D

Peso neto en kg	0,63
Peso bruto en kg	0,92