

E 812

Complemento

Para alojar cristalería de forma óptima.



- Apto para el cesto superior O 891 y O 892
- Para 7 vasos con un diámetro máx. de 60 cm.

Código EAN: 4002516855286 / Número de material: 12611590 /

Número de material antiguo: 67581202D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertinencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
comp. vasos	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Acoplable en el cesto superior	O 891, O 892
Capacidad	
Vasos de hasta Ø máx. de 60 mm [número]	7
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	505

E 812

Complemento

Para alojar cristalería de forma óptima.



Código EAN: 4002516855286 / Número de material: 12611590 /  
Número de material antiguo: 67581202D

Peso neto en kg	0,68
Peso bruto en kg	0,98