

E 816

Complemento

Para alojar platos de forma óptima.



- Apto para el cesto inferior U 890
- Con carga sin cestos cuberteros E 165: 19 platos hasta Ø 33 cm
- Equipado con cesto cubertero E 165: 16 platos de hasta Ø 33 cm

Código EAN: 4002516855392 / Número de material: 12611640 /  
Número de material antiguo: 67581602D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas Freshwater	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoría de producto</b>	
comp. platos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Acoplable en el cesto inferior	U 890
<b>Capacidad</b>	
Platos de hasta Ø 250 mm [número]	19
Platos de hasta Ø 330 mm [número]	19
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	255
Medidas ext., ancho bruto en mm	240

E 816

Complemento

Para alojar platos de forma óptima.



Código EAN: 4002516855392 / Número de material: 12611640 /  
Número de material antiguo: 67581602D

Medidas ext., fondo bruto en mm	510
---------------------------------	-----

Peso neto en kg	0,64
-----------------	------

Peso bruto en kg	0,79
------------------	------