


O 892

Cesto superior

Con complemento E812 y dos patillas para los más diversos vasos



- Ajustable en altura en 2 posiciones en 5 cm
- Los anclajes aseguran las copas de pie largo
- Con brazo aspersor integrado, acoplamiento en la parte posterior
- Altura de carga máx.: 200 mm 200 mm
- Se suministra también el complemento para vasos E 812

Código EAN: 4002516854227 / Número de material: 12614950 /

Número de material antiguo: 67189202D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
Cesto para vasos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Altura máxima de carga en mm	200
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	268
Medidas ext., ancho bruto en mm	551
Medidas ext., fondo bruto en mm	558
Peso neto en kg	3,74

O 892

Cesto superior

Con complemento E812 y dos patillas para los más diversos vasos

Código EAN: 4002516854227 / Número de material: 12614950 /

Número de material antiguo: 67189202D

Peso bruto en kg

4,62

