


APFD 201

Complemento

para el alojamiento óptimo de mascarillas respiratorias.



- Apto para el alojamiento seguro de 6 mascarillas respiratorias
- Accesorios: 1 cesto de comp. pequeños con 6 compar. en color
- Con tapa separada para piezas especialmente sensibles (6 compartimentos)

Código EAN: 4002516855248 / Número de material: 12615430 /

Número de material antiguo: 67020102D

Familia de productos

Lavavajillas Freshwater

•

Lavadoras desinfectadoras, cuerpos de bomberos y servicios de rescate

•

Pertenencia de aparatos

PG 8063

•

PLW 8683 [Safety]

•

PLW 8693 [Safety]

•

Categoría de producto

comp. máscaras respiratorias de protección

•

Complemento para máscaras respiratorias de protección

•

Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Ámbito de aplicación

Prep. de máscaras resp.

•

Capacidad

Mascarillas respiratorias [número]

6