


U 876

Soporte para cesto inferior
para alojar complementos o cestos de hasta 50 × 50 cm.



- Apto para alojar cestos de plástico

Código EAN: 4002516854692 / Número de material: 12616640 /
Número de material antiguo: 67187602D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenenencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Soporte	•
Soporte cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	50
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	120

U 876

Soporte para cesto inferior

para alojar complementos o cestos de hasta 50 × 50 cm.



Código EAN: 4002516854692 / Número de material: 12616640 /
Número de material antiguo: 67187602D

Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,77
Peso bruto en kg	2,32