


A 100

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de módulos inyectoros o complementos.



- Cesto superior con dos complementos modulares
- Para el alojamiento de hasta 2 módulos inyectoros o complementos
- Cierre automático del acoplamiento en caso de no ser utilizado
- Altura de carga con módulo con soporte de plástico de 190 mm
- Medidas de carga: ancho 489, largo 440 mm

Código EAN: 4002516841296 / Número de material: 12642640 /
Número de material antiguo: 69610002D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Pertenenencia de aparatos	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Categoría de producto	
Cesto con acoplamiento de módulos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	141
Medidas ext., ancho neto en mm	525
Medidas ext., fondo neto en mm	528
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	555
Medidas ext., fondo bruto en mm	565
Peso neto en kg	2,92
Peso bruto en kg	3,56