


A 102

Cesto superior

de altura ajustable, para el alojamiento óptimo de complementos.



- Altura de carga 205 +/- 30 mm, ancho 475 mm, fondo 443 mm
- Con brazo aspersor integrado


Código EAN: 4002516855262 / Número de material: 12645600 /
Número de material antiguo: 69610201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	206
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	527

A 102

Cesto superior

de altura ajustable, para el alojamiento óptimo de complementos.



Código EAN: 4002516855262 / Número de material: 12645600 /
Número de material antiguo: 69610201D

Medidas ext., alto bruto en mm	230
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	545
Peso neto en kg	3,05
Peso bruto en kg	3,79