

U 403

Cesto

Para limpiar cubiertos de forma óptima.



- Base con trama estrecha
- Apto incluso para copas de helado
- Sin complementos para cubiertos

Código EAN: 4002516854500 / Número de material: 12654520 /

Número de material antiguo: 67640302D

| Familia de productos | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lavavajillas de tanque | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8164 | • |
| PTD 701 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para cubiertos | • |
| Cesto para ollas, cuencos, etc. | • |
| Características del producto | |
| Material | Alambre, rilsanizado |
| Color | Blanco |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 180 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 520 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 610 |
| Peso neto en kg | 1,85 |
| Peso bruto en kg | 2,88 |