

U 407

Cesto

Para utensilios típicos de restaurantes.



- Para vasos, tazas, platos, platos de cocina, platillos, etc.
- Con distintas alturas y distancias de varillas
- Además se puede instalar el cesto E 168 para cubiertos

Código EAN: 4002516855255 / Número de material: 12654670 /  
Número de material antiguo: 67640702D

#### Familia de productos

Lavavajillas de tanque

•

#### Pertenencia de aparatos

PG 8164

•

PTD 701

•

#### Categoría de producto

Cesto para vajilla mixta

•

#### Características del producto

Material

Alambre, rilsanizado

Color

Blanco

Número de filas

5

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

180

Medidas ext., ancho bruto en mm

520

Medidas ext., fondo bruto en mm

620

Peso neto en kg

1,98

Peso bruto en kg

2,93