

U 407

Cesto

Para utensilios típicos de restaurantes.



- Para vasos, tazas, platos, platos de cocina, platillos, etc.
- Con distintas alturas y distancias de varillas
- Además se puede instalar el cesto E 168 para cubiertos

Código EAN: 4002516855255 / Número de material: 12654670 /  
Número de material antiguo: 67640702D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas de tanque	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para vajilla mixta	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Número de filas	5
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	1,99
Peso bruto en kg	2,94