


U 409

Cesto

Para utensilios típicos de restaurantes.



- Para vasos, tazas, platos, platos de cocina, platillos, etc.
- Además se puede instalar el cesto E 165 para cubiertos

Código EAN: 4002516854999 / Número de material: 12654740 /
Número de material antiguo: 67640902D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para vajilla mixta	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Azul, Gris, Blanco
Número de filas	3
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	220
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	1,47
Peso bruto en kg	2,60