

U 503

Cesto

Para alojar cubiertos de forma óptima.



- Base con trama estrecha
- Apto también para copas de helado
- Sin complementos para cubiertos

Código EAN: 4002516854968 / Número de material: 12654770 /
Número de material antiguo: 67650302D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 503

Cesto

Para alojar cubiertos de forma óptima.



Código EAN: 4002516854968 / Número de material: 12654770 /
Número de material antiguo: 67650302D

Categoría de producto	
-----------------------	--

Cesto para cubiertos	•
----------------------	---

Cesto para ollas, cuencos, etc.	•
---------------------------------	---

Características del producto	
------------------------------	--

Material	Material sintético
----------	--------------------

Color	Verde
-------	-------

Medidas y peso	
----------------	--

Medidas ext., alto bruto en mm	220
--------------------------------	-----

Medidas ext., ancho bruto en mm	550
---------------------------------	-----

Medidas ext., fondo bruto en mm	550
---------------------------------	-----

Peso neto en kg	1,91
-----------------	------

Peso bruto en kg	2,95
------------------	------