

U 423

Cesto

Para alojar diversos vasos de forma óptima.



- Con 3 filas
- Para vasos con un diámetro máx. de 120 mm

Código EAN: 4002516855156 / Número de material: 12655840 /

Número de material antiguo: 67642302D

#### Familia de productos

Lavavajillas de tanque

•

#### Pertenencia de aparatos

PG 8164

•

PTD 701

•

#### Categoría de producto

Cesto para vasos

•

#### Características del producto

Material

Alambre, rilsanizado

Color

Blanco

Número de filas

3

Distancia al puntal en mm

120

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

180

Medidas ext., ancho bruto en mm

540

Medidas ext., fondo bruto en mm

610

Peso neto en kg

2,08

Peso bruto en kg

3,13