

U 424

Cesto

Para alojar diversos vasos de forma óptima.



- Con 4 filas
- Para vasos con un diámetro máx. de 90 mm

Código EAN: 4002516854302 / Número de material: 12655850 /
Número de material antiguo: 67642402D

| Familia de productos | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lavavajillas de tanque | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8164 | • |
| PTD 701 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para vasos | • |
| Características del producto | |
| Material | Alambre, rilsanizado |
| Color | Blanco |
| Número de filas | 4 |
| Distancia al puntal en mm | 90 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 270 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 520 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 610 |
| Peso neto en kg | 1,94 |
| Peso bruto en kg | 3,41 |