


U 504

Cesto

Para alojar cubiertos de forma óptima.



- Con 9 cestos cuberteros de plástico
- Tamaño de los compartimentos 106 x 106 mm

Código EAN: 4002516854593 / Número de material: 12655860 /
Número de material antiguo: 67650402D

Familia de productos

Lavavajillas Freshwater

•

Lavavajillas de tanque

•

Lavavajillas de campana

•

Pertenencia de aparatos

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

U 504

Cesto

Para alojar cubiertos de forma óptima.



Código EAN: 4002516854593 / Número de material: 12655860 /
Número de material antiguo: 67650402D

Categoría de producto

Cesto para cubiertos

•

Características del producto

Material Alambre, rilsanizado,
Material sintético

Color Gris, Blanco

Número de compartimentos

9

Ancho de band.s en mm

106

Longitud de band.s en mm

106

Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

180

Medidas ext., ancho bruto en mm

520

Medidas ext., fondo bruto en mm

610

Peso neto en kg

2,27

Peso bruto en kg

3,29