


U 506

Cesto

Para alojar platos de forma óptima.



- Con 8 filas para platos de distinto tamaño
- Posibilidad de ajustar el cesto cubertero E 167
- Distancia entre varillas: 54 mm 54 mm


Código EAN: 4002516854753 / Número de material: 12655880 /  
Número de material antiguo: 67650602D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 506

Cesto

Para alojar platos de forma óptima.



Código EAN: 4002516854753 / Número de material: 12655880 /  
Número de material antiguo: 67650602D

<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para platos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Número de filas	8
Distancia al puntal en mm	54
<b>Capacidad</b>	
Platos de hasta Ø 200 mm [número]	16
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	2,08
Peso bruto en kg	3,12