

U 505  
Cesto  
Para fines de uso universales.



- Para ollas, cuencos, fuentes, tapas, etc.
- Con base de trama grande
- Altura interior 16 cm

Código EAN: 4002516855408 / Número de material: 12655920 /  
Número de material antiguo: 67650502D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 505  
Cesto  
Para fines de uso universales.



Código EAN: 4002516855408 / Número de material: 12655920 /  
Número de material antiguo: 67650502D

<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para ollas, cuencos, etc.	•
Otros cestos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Azul
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	220
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	1,70
Peso bruto en kg	2,76