

U 508

Cesto

Para alojar tazas de forma óptima.



- Con 4 filas para tazas con un diámetro máx. de 10 cm

Código EAN: 4002516854654 / Número de material: 12655940 /

Número de material antiguo: 67650802D

Familia de productos

Lavavajillas Freshwater

•

Lavavajillas de tanque

•

Lavavajillas de campana

•

Pertenencia de aparatos

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

U 508

Cesto

Para alojar tazas de forma óptima.



Código EAN: 4002516854654 / Número de material: 12655940 /
Número de material antiguo: 67650802D

Categoría de producto	
Cesto para tazas	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Material sintético
Color	Azul, Blanco
Número de filas	4
Capacidad	
Tazas [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	220
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	1,98
Peso bruto en kg	3,02