

U 513

Cesto

Con un lateral del cesto abierto para alojar bandejas de forma óptima.



- Con 9 filas
- Distancia entre varillas 45 mm
- No se puede utilizar en lavavajillas Freshwater

Código EAN: 4002516854296 / Número de material: 12655960 /
Número de material antiguo: 67651302D

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Familia de productos | |
| Lavavajillas de tanque | • |
| Lavavajillas de campana | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 8066 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PTD 704 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para tablas | • |
| Características del producto | |
| Material | Material sintético |
| Color | Gris |
| Número de filas | 9 |
| Distancia al puntal en mm | 45 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 220 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 550 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 550 |
| Peso neto en kg | 1,97 |
| Peso bruto en kg | 3,01 |