

U 513

Cesto

Con un lateral del cesto abierto para alojar bandejas de forma óptima.



- Con 9 filas
- Distancia entre varillas 45 mm
- No se puede utilizar en lavavajillas Freshwater

Código EAN: 4002516854296 / Número de material: 12655960 /

Número de material antiguo: 67651302D

Familia de productos

Lavavajillas de tanque

•

Lavavajillas de campana

•

Pertenencia de aparatos

G 8066

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PTD 704

•

Categoría de producto

Cesto para tablas

•

Características del producto

Material

Material sintético

Color

Gris

Número de filas

9

Distancia al puntal en mm

45

Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

220

Medidas ext., ancho bruto en mm

550

Medidas ext., fondo bruto en mm

550

Peso neto en kg

1,96

Peso bruto en kg

3,00