


U 536

Cesto

Con bordes superiores reducidos para 36 vasos de hasta 20 cm de altura.



- Con 36 compartimentos
- Tamaño del compartimiento 73 mm x 73 mm
- Incluye juego extensores formado por extensores cortos y largos
- Marco superior regulable en altura hasta 20 cm con extensores
- Ancho 50, fondo 50 cm, ancho con medidas gastro estándar 53 cm


Código EAN: 4002516854937 / Número de material: 12655990 /
Número de material antiguo: 67653602D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 536

Cesto

Con bordes superiores reducidos para 36 vasos de hasta 20 cm de altura.



Código EAN: 4002516854937 / Número de material: 12655990 /

Número de material antiguo: 67653602D

PTD 704

Categoría de producto

Cesto para vasos

Características del producto

Material Material sintético

Color Azul, Verde

Número de compartimentos 36

Ancho de band.s en mm 73

Longitud de band.s en mm 73

Capacidad

Vidrio 110–140 mm de altura [número]

36

Vidrio 175–200 mm de altura [número]

36

Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

220

Medidas ext., ancho bruto en mm

550

Medidas ext., fondo bruto en mm

550

Peso neto en kg

2,71

Peso bruto en kg

3,78