


U 544

Cesto

Con bordes superiores altos para alojar 16 vasos de hasta 23 cm de altura.



- Con 16 compartimentos
- Tamaño del compartimiento 113 mm x 113 mm mm
- Incluye juego extensores formado por extensores cortos y largos
- Marco superior regulable en altura hasta 23 cm con extensores
- Ancho 50, fondo 50 cm, ancho con medidas gastro estándar 53 cm

Código EAN: 4002516854340 / Número de material: 12662560 /


Número de material antiguo: 67654402D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertinencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 544

Cesto

Con bordes superiores altos para alojar 16 vasos de hasta 23 cm de altura.



Código EAN: 4002516854340 / Número de material: 12662560 /

Número de material antiguo: 67654402D

PTD 704

Categoría de producto

Cesto para vasos

Características del producto

Material Material sintético

Color Azul, Amarillo

Número de compartimentos 16

Ancho de band.s en mm 113

Longitud de band.s en mm 113

Capacidad

Vidrio 140–175 mm de altura [número] 16

Vidrio 200–230 mm de altura [número] 16

Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm 220

Medidas ext., ancho bruto en mm 550

Medidas ext., fondo bruto en mm 550

Peso neto en kg 2,81

Peso bruto en kg 3,87