


U 600

Soporte para cestos

Para el alojamiento óptimo de recipientes EN con las medidas 400 x 600 mm.



Código EAN: 4002516854425 / Número de material: 12663050 /

Número de material antiguo: 67660002D

Familia de productos

Lavavajillas de tanque

•

Pertenencia de aparatos

PG 8169

•

PTD 704

•

Categoría de producto

Soporte para cestos

•

Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

180

Medidas ext., ancho bruto en mm

520

Medidas ext., fondo bruto en mm

610

Peso neto en kg

1,72

Peso bruto en kg

2,78