


E 167

Cesto cubertero

Para alojar cubiertos.



- Apto para el cesto de platos U 506
- 7 compartimentos


Código EAN: 4002516854869 / Número de material: 12663060 /
Número de material antiguo: 67616702D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

E 167

Cesto cubertero

Para alojar cubiertos.



Código EAN: 4002516854869 / Número de material: 12663060 /
Número de material antiguo: 67616702D

Categoría de producto	
comp. cubiertos	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Número de compartimentos	7
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	95
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	0,19
Peso bruto en kg	0,35