


U 645-S

Cesto

Con platos inclinados, para una mejor limpieza y secado de 20 vasos.



- 20 compartimientos, tamaño del compartimiento 113 mm x 90 mm mm
- Equipado con un borde superior alto
- Alto 104/206/266, ancho 500 (530 incl. flancos GN), fondo 500 mm
- Incluye juego extensores formado por extensores cortos y largos

Código EAN: 4002516854487 / Número de material: 12663100 /


Número de material antiguo: 67664502D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 645-S

Cesto

Con platos inclinados, para una mejor limpieza y secado de 20 vasos.



Código EAN: 4002516854487 / Número de material: 12663100 /

Número de material antiguo: 67664502D

PTD 704

#### Categoría de producto

Cesto para vasos

#### Características del producto

Material Material sintético

Color Azul, Amarillo

Número de compartimentos 20

Ancho de band.s en mm 113

Longitud de band.s en mm 90

#### Capacidad

Vidrio 140–175 mm de altura [número]

20

Vidrio 200–230 mm de altura [número]

20

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

220

Medidas ext., ancho bruto en mm

550

Medidas ext., fondo bruto en mm

550

Peso neto en kg

2,97

Peso bruto en kg

4,02