

E 168

Cesto cubertero

Para alojar cubiertos de forma óptima.



- Apto para el cesto de hostelería U 407
- 4 Compartimentos

Código EAN: 4002516854401 / Número de material: 12663110 /

Número de material antiguo: 67616802D

Familia de productos

Lavavajillas de tanque

•

Pertenencia de aparatos

PG 8164

•

PTD 701

•

Categoría de producto

comp. cubiertos

•

Características del producto

Material

Alambre, rilsanizado

Color

Blanco

Número de compartimentos

4

Medidas y peso

Medidas ext., alto bruto en mm

85

Medidas ext., ancho bruto en mm

150

Medidas ext., fondo bruto en mm

275

Peso neto en kg

0,49

Peso bruto en kg

0,61