


KT 500

Soporte para cestos

Para alojar cestos con dimensiones exteriores de hasta 50 x 50 cm.



- Necesario para PG 8172 con mesas Miele antiguas (G 720/21)
- El soporte del cesto se usa en vez del soporte de cesto estándar

Código EAN: 4002516854333 / Número de material: 12663120 /
Número de material antiguo: 67850003D

Familia de productos	
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	620
Medidas ext., fondo bruto en mm	815
Peso neto en kg	2,62
Peso bruto en kg	4,16