

KTU 530

Juego de cambio

Para alojar cestos con dimensiones exteriores de hasta 53 x 53 cm.



- Formado por 2 varillas de acero inoxidable
- Para adaptar el soporte estándar de cesto en el PG 8172

Código EAN: 4002516854883 / Número de material: 12663420 /
Número de material antiguo: 67853005D

| Familia de productos | |
|---------------------------------|------------------|
| Lavavajillas de campana | • |
| Pertinencia de aparatos | |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| Categoría de producto | |
| Soporte para cestos | • |
| Juego de cambio | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 100 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 150 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 750 |
| Peso neto en kg | 0,85 |
| Peso bruto en kg | 1,10 |