


A 103

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de complementos.




- Altura de carga: 95 mm, ancho de carga 505 mm, profundidad de carga 472 mm
- Especialmente apropiado para preparar bandejas de malla DIN
- También apropiado para otras aplicaciones con baja altura
- Se puede usar en combinación con el carro A 202
- Con brazo aspersor integrado

Código EAN: 4002516855040 / Número de material: 12664750 /
Número de material antiguo: 69610302D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Pertinencia de aparatos	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Altura máxima de carga en mm	95
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	133
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	528
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	560

A 103

Cesto superior
para el alojamiento óptimo de complementos.



Código EAN: 4002516855040 / Número de material: 12664750 /
Número de material antiguo: 69610302D

Peso neto en kg	4,18
Peso bruto en kg	4,64