


A 104

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, artroscopia, urología.



- Lado derecho para alojar 11 instrumental de cuerpo hueco
- Longitud máxima del instrumental adaptado: 430 mm
- Conex. Luer-Lock adicionales para instrumental de cuerpo hueco
- Lado izq. libre para alojar compl. (med. carga máx. Al 310, An 240, Fo 455 mm)

Código EAN: 4002516854807 / Número de material: 12664810 /

Número de material antiguo: 69610401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Cesto para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	1
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	11
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	332
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	526
Medidas ext., alto bruto en mm	420
Medidas ext., ancho bruto en mm	533
Medidas ext., fondo bruto en mm	594
Peso neto en kg	4,86
Peso bruto en kg	6,89
Suministro del aparato	
E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]	2
E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]	2
E 452 tobera iny. 2,5 x 60 mm [número]	1
E 453 tobera iny. 4 x 110 mm con pinza de sujeción [número]	1
E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número]	1