

A 846

Tobera inyectora

con base, para la limpieza de frascos de laboratorio y matraces esféricos.



- Para frascos de laboratorio de hasta 10 l y matraces esféricos de hasta 6 l
- Longitud de tobera: 127 mm; longitud de tobera con soporte: 158 mm
- Ø tobera: 10 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516855088 / Número de material: 12665100 /  
Número de material antiguo: 69684601D

#### Familia de productos

|  |   |
|--|---|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio                                 | • |
| Lavadora para laboratorio SlimLine                                       | • |
| Equipo para la limpieza industrial de piezas                             | • |
| Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas | • |

#### Pertenencia de aparatos

|                        |   |
|------------------------|---|
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504                | • |
| PG 8583                | • |
| PG 8583 CD             | • |
| PG 8593                | • |
| PLW 8604               | • |
| PLW 8683               | • |
| PLW 8683 CD            | • |
| PLW 8693               | • |
| PLW 7111               | • |

#### Categoría de producto

|             |   |
|-------------|---|
| Tobera iny. | • |
|-------------|---|

#### Características del producto

|          |  |
|----------|--|
| Material | Acero inoxidable, Caucho, Material sintético |
| Color    | Acero inoxidable, Negro, Gris                |

#### Ámbito de aplicación

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
|-----------------------------|---|

#### Medidas y peso

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Medidas ext., alto neto en mm   | 158  |
| Medidas ext., ancho neto en mm  | 110  |
| Medidas ext., fondo neto en mm  | 110  |
| Medidas ext., alto bruto en mm  | 160  |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 145  |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 265  |
| Peso neto en kg                 | 0,23 |
| Peso bruto en kg                | 0,38 |