

A 847

Tobera inyectora

con base, para la limpieza de matraces Erlenmeyer.



- Para matraces Erlenmeyer de hasta 5 l
- Longitud de tobera: 127 mm
- Ø tobera: 10 mm, Ø del soporte: 142 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516855101 / Número de material: 12665110 /

Número de material antiguo: 69684701D

Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•

Pertenencia de aparatos

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Categoría de producto

Tobera iny.

Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio

Características del producto

Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	170
Medidas ext., ancho neto en mm	249
Medidas ext., fondo neto en mm	35
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	260
Peso neto en kg	0,13
Peso bruto en kg	0,22