

A 848

Tobera inyectora

con base, para la limpieza de matraces aforados.



- Para matraces aforados de hasta 5 l
- Longitud de tobera: 350 mm
- Ø tobera: 10 mm, Ø del soporte: 142 mm
- Apto para módulo A 313 y A 612

Código EAN: 4002516854234 / Número de material: 12665120 /

Número de material antiguo: 69684801D

Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•

Pertenencia de aparatos

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Categoría de producto

Tobera iny.	•
-------------	---

Características del producto

Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Gris

Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio	•
-----------------------------	---

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	350
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	20
Medidas ext., alto bruto en mm	70
Medidas ext., ancho bruto en mm	185
Medidas ext., fondo bruto en mm	360
Peso neto en kg	0,20
Peso bruto en kg	0,32