

A 861
Rejilla soporte
para módulo inyector A 301/4 y A 301/5.



- División: 3 x 6 campos
- Se puede poner en el módulo inyector A 301/4 y A 301/5
- Para el posicionamiento óptimo de vidrio de laboratorio
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516854876 / Número de material: 12665440 /
Número de material antiguo: 69686101D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Número de compartimentos	18
Ancho de band.s en mm	74
Longitud de band.s en mm	74
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	80
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	350
Medidas ext., alto bruto en mm	130
Medidas ext., ancho bruto en mm	255
Medidas ext., fondo bruto en mm	485
Peso neto en kg	0,59
Peso bruto en kg	0,94