

A 151

Cesto inferior

para alojar bandejas de malla DIN y otros complementos.



- Altura de carga según cesto superior seleccionado
- Ancho de carga: 490 mm, fondo: 498 mm

Código EAN: 4002516853992 / Número de material: 12666340 /

Número de material antiguo: 69615101D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadoras desinfectadoras, cuerpos de bomberos y servicios de rescate	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto inferior	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•

A 151

Cesto inferior

para alojar bandejas de malla DIN y otros complementos.



Código EAN: 4002516853992 / Número de material: 12666340 /

Número de material antiguo: 69615101D

Prep. de reguladores	•
Prep. de máscaras resp.	•
Prep. sop. ap. resp. de circuito abierto	•

Características del producto

Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro

Capacidad

Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	88
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	522
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	535
Peso neto en kg	1,84
Peso bruto en kg	2,40