

A 202

Carro

para el alojamiento óptimo de 4 bandejas de malla DIN.



- Apropriado para 4 bandejas de malla DIN en 2 niveles
- Bastidores de alojamiento: se pueden sacar para objetos más altos
- 6 opciones de conexión adicionales mediante conexión Luer-Lock
- Con brazo aspersor integrado
- Las medidas de carga de los distintos niveles son diferentes

Código EAN: 4002516854043 / Número de material: 12667130 /
Número de material antiguo: 69620201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Pertenenencia de aparatos	
PLW 8636 [IPC]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Carro para band.s de malla	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	4
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	223
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	542
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	570
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	6,05
Peso bruto en kg	6,76