

A 202

Carro

para el alojamiento óptimo de 4 bandejas de malla DIN.



- Apropriado para 4 bandejas de malla DIN en 2 niveles
- Bastidores de alojamiento: se pueden sacar para objetos más altos
- 6 opciones de conexión adicionales mediante conexión Luer-Lock
- Con brazo aspersor integrado
- Las medidas de carga de los distintos niveles son diferentes

Código EAN: 4002516854043 / Número de material: 12667130 /

Número de material antiguo: 69620201D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•

#### Pertenencia de aparatos

PLW 8636 [IPC]

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8592

PG 8593

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

#### Categoría de producto

Carro para complementos

Carro para band.s de malla

#### Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio

Prep. inst. quirúrgico

#### Características del producto

Material

Acero inoxidable, Material sintético

Color

Acero inoxidable, Negro

#### Capacidad

Jaulas de malla DIN [número]

4

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

223

Medidas ext., ancho neto en mm

529

Medidas ext., fondo neto en mm

542

Medidas ext., alto bruto en mm

270

Medidas ext., ancho bruto en mm

570

Medidas ext., fondo bruto en mm

550

Peso neto en kg

6,04

Peso bruto en kg

6,76